

Toallitas Trio

Sistema de toallitas para endoscopios sin lumen

- Ciclo de desinfección de alto nivel en 2 minutos
- En base a dióxido de cloro
- Aumenta la rotación del instrumental
- Libre de aldehídos tóxicos

Desinfección
esporicida en
30 segundos



 **GAES audiotest**
Su aliado tecnológico



Toallitas Trio



Eficacia en tiempos muy cortos → Rápida rotación de instrumental

El sistema de toallitas Tristel Trio, 3 en 1, es la manera más práctica y eficaz de desinfectar el instrumental médico sensible al calor y sin lúmenes. Incluye las tres etapas de desinfección en un único envase. Su uso se recomienda en situaciones en las que se requiere una desinfección de alto nivel – esterilización en un tiempo breve, cuando el instrumental no puede ser sumergido, y cuando las lavadoras-desinfectadoras de endoscopios, pilas, cubetas o fuentes de agua no se encuentran disponibles.

Aplicaciones

- Nasoendoscopios
- Fibroscopios rígidos y flexibles
- Sondas de ecocardiografía transesofágica
- Sondas de ultrasonidos
- Instrumental médico sin lumen

Eficacia

Eficaz en 30" contra esporas (NF T 72-190) *Bacillus subtilis* (EN14347) *Bacillus cereus*, micobacterias (EN14563, EN14348) *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium terrae*, bacterias (EN14561, EN13727) *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, SAMR, *Acinetobacter baumannii*, hongos (EN13624, EN14562) *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, y virus (EN14476) Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, HBV, HCV, HIV.

Modo de uso

1. LIMPIEZA PREVIA



Limpiar previamente el instrumental para retirar completamente la suciedad y materia orgánica.

2. DESINFECCIÓN ESPORICIDA



Activar la Toallita Esporicida con la espuma activadora (2 alícuotas). Mezclar la espuma con la toallita durante 30 segundos para generar el dióxido de cloro. Frotar la superficie del instrumental hasta que queda bien cubierta por el producto durante 30 segundos.

3. ACLARADO



Aclarar el instrumental con la Toallita Aclarado. Está impregnada con agua desionizada y antioxidantes.

Presentaciones

1 caja: 25 de cada toallita + 1 espuma activadora.
Código: TRIO

1 caja de cada toallita: 50 toallitas.
Código: PRE/W - TSW1 - RIN/W