

## Acceso temprano al sonido con la nueva cinta Ponto



173201ES / 2017.12



### Because sound matters

Oticon Medical es una empresa internacional especializada en soluciones de implantes auditivos y centrada en ofrecer el mundo mágico del sonido a las personas en cada etapa de sus vidas. Como miembro de una de las empresas dedicadas al campo de las prótesis auditivas más importantes a nivel internacional, contamos con una estrecha relación con Oticon y acceso directo a los últimos avances en tecnologías e investigación en los campos de las prótesis auditivas. Contamos con más de un siglo de experiencia en audiología y procesamiento del sonido, con décadas de experiencia pionera en tecnología de implantes auditivos.

Al trabajar de forma conjunta con pacientes, médicos y audioprotesistas, garantizamos que cada solución que creamos está diseñada teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Compartimos un compromiso inquebrantable de ofrecer soluciones innovadoras y respaldo para mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier situación que se les presente. Porque sabemos que el sonido es importante.

Fabricante:  
Oticon Medical  
Datavägen 37B  
SE-436 32 Askim  
Suecia  
Telf.: +46 31 748 61 00  
Correo electrónico: [info@oticonmedical.com](mailto:info@oticonmedical.com)

# El sonido es el punto de partida para el desarrollo

Para que los niños con pérdida auditiva puedan desarrollar correctamente sus destrezas lingüísticas, es fundamental la estimulación temprana del oído interno (caracol). La cinta Ponto brinda a los niños la oportunidad de acceder a una edad temprana a la famosa calidad de sonido que ofrecen los procesadores de sonido Ponto. La potencia de Ponto ha demostrado con creces ofrecer la amplificación necesaria para escuchar los sonidos y el habla. Aporta a los niños los cimientos del desarrollo del lenguaje y les permite participar de manera activa en el mundo que les rodea.



## Para mayor autonomía de su hijo

La cinta Ponto es la opción ideal en el caso de niños demasiados pequeños para llevar un implante o que padezcan problemas auditivos temporales. Llevar el procesador de sonido en una cinta es una buena forma de evaluar cómo puede ayudar a su hijo, antes de tomar una decisión sobre la colocación de un implante.

Todos los procesadores de sonido Ponto se pueden usar con la cinta Ponto. Para obtener los mejores resultados, se recomienda el uso de un procesador de sonido potente.



## ¿Cómo funciona?

El procesador de sonido Ponto se ajusta fácil y cómodamente a la cinta Ponto. Una vez colocado, el procesador de sonido capta los sonidos y los convierte en vibraciones. A continuación, esas vibraciones se transmiten a la cinta a través del SoundConnector™ hasta el hueso y hasta el oído interno, donde se transforman en sonidos.



## La cinta Ponto diseñada para los niños

-  **Catorce colores diferentes** entre los que puede elegir
-  **Una nueva opción** para llevar en gorras o gorros
-  **Flexible**, para uno o dos procesadores y ajustable a cabezas de prácticamente todos los tamaños
-  **Gran comodidad**, para usarla durante todo el día
-  **Segura**, hipoalérgica y con cierre de seguridad
-  **Rendimiento probado** para garantizar una excelente calidad de sonido y fiabilidad

# Listo para la acción

Los niños pocas veces están quietos durante mucho tiempo y no suelen llevar nada que les resulte incómodo. Esa es la razón por la que la cinta Ponto está diseñada para resistir su ritmo frenético, ser cómoda de llevar y, aun así, alcanzar un alto nivel de seguridad.

## Con un ajuste perfecto

Los usuarios de la cinta Ponto necesitan que sea cómoda de llevar día tras día. Presenta una función de ajuste suave integrada que se adapta fácilmente al tamaño de la cabeza y coloca el procesador de sonido en el lugar adecuado para obtener una comodidad y capacidad auditiva óptimas.

## Suave

El SoundConnector™, con forma posterior lisa, ha demostrado que transmite las vibraciones sonoras de manera eficiente pero sin perder comodidad.

## Segura

El cierre de seguridad abre la cinta Ponto si se engancha.

## Hipoalergénica, suave y agradable para la piel

Todos los materiales usados para crear la cinta Ponto y el SoundConnector™ han sido cuidadosamente seleccionados. No se ha utilizado látex de caucho natural en su fabricación.

La imagen muestra la cinta para uso unilateral.



# Su estilo está en sus manos

La cinta Ponto se puede personalizar fácilmente a elección del consumidor. Está disponible en una amplia variedad de colores y, gracias al innovador SoundConnector™, puede acoplar el procesador de sonido Ponto a su gorra o gorro favoritos.

## Llévela junto con su gorra favorita

Tan solo tiene que acoplar el SoundConnector™ en cualquier gorro y el sonido siempre le acompañará.

SoundConnector™ de Ponto



## Elija su color favorito

La cinta Ponto está disponible en 14 colores.



## Se ajusta para adaptarse a sus necesidades

La cinta Ponto se ajusta fácilmente en función del tamaño de la cabeza. Disponible para uno o dos procesadores.



## Elija su propio estilo

Utilice las coloridas fundas y pegatinas para crear un look único.

