

Mesa para instrumental SMART S y armario para instrumental SMART L

La mesa para instrumental móvil SMART S o el armario para instrumental SMART L permiten ampliar el SMART para convertirlo en una estación de trabajo para tratamientos otorrinolaringológicos completa.



Cubierta de plexiglás

con una cubierta de cierre hermético a petición, protege el instrumental del polvo y de otras influencias del entorno, limpieza sencilla gracias a las superficies lisas

Almacenamiento de instrumental

bandejas para instrumental extraíbles, con recubrimiento **antibacteriano** y separadores de libre disposición de acero inoxidable, **autoclavables**.

Placa de escritura

opcionalmente de acero inoxidable como placa extraíble

Compartimentos para instrumental

abiertos o cerrados, a elección, u opcionalmente también en forma de cajón de almacenamiento. Las grandes bandejas para instrumental permiten acceder fácilmente y de forma segura al instrumental y a los accesorios.

Descarga de instrumental

con dos bandejas para descarga de instrumental y cubierta de protección contra salpicaduras VA, así como espacio para **dispensador de toallitas húmedas**.

Contenedor para residuos

con accionamiento de pedal y enclavamiento, extraíble con un solo movimiento y diseñado para las bolsas de residuos disponibles en el mercado.

Disponibles en dos variantes:

Mesa para instrumentales SMART S y armario para instrumentales SMART L

Sistema Softclose de Otopront

El sistema Softclose permite cerrar la tapa automáticamente pero de forma amortiguada. Así, después de abrir fácilmente la tapa puede extraerse el instrumental necesario y continuar directamente con el tratamiento. Mientras, la tapa va descendiendo y se va cerrando de forma automática. Por supuesto, la tapa también puede abrirse completamente y dejarse bloqueada. Opcionalmente también con tapa de cierre hermético con borde.

