

Gel Derm

Gel hidroalcohólico dermatológico para manos

- Rápida acción antimicrobiana.
- Cuida e hidrata la piel (Pro Vitamina B5).
- No deja las manos pegajosas.
- Formulado con una fresca fragancia.

Ideal para la
desinfección
de manos sin agua
ni jabón




Aplicaciones:

- Tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500).



Gel Derm



Antiséptico para la desinfección de manos

Gel Derm es un gel hidroalcohólico dermatológico, diseñado como antiséptico para manos. Está formulado con una fresca fragancia y es ideal para la desinfección de las manos sin necesidad de agua ni jabón. Gel Derm está enriquecido con emolientes que acondicionan la piel y previenen la sequedad. Es eficaz según la norma EN1500 ("Tratamiento higiénico de manos por fricción"), tiene una rápida acción antimicrobiana y deja una excelente sensación dérmica. Los alcoholes ejercen su acción antimicrobiana a través de la desnaturalización de proteínas y son muy eficaces frente a bacterias gram-positivas y negativas, *Mycobacterium tuberculosis*, hongos y virus.

El pantenol (Pro Vitamina B5) cuida, protege e hidrata la piel. Ayuda a la regeneración de los tejidos y mantiene un adecuado nivel de humedad en las capas inferiores de la piel.

Composición

- Alcohol etílico.
- Alcohol isopropílico.
- Excipientes idóneos csp (pantenol, propilenglicol, glicerina, perfume).

Eficacia

Gel Derm es eficaz según la normativa EN 1500 (Tratamiento higiénico de manos por fricción).

Modo de uso



Palma contra palma.



Palma de la mano derecha con dorso de la mano izquierda y viceversa.



Palma contra palma con los dedos entrelazados.



Dorso de los dedos contra la palma opuesta, con los dedos entrelazados.



Friccionar con rotación el pulgar izquierdo dentro de la palma derecha y viceversa.



Con rotaciones friccionar yemas de los dedos unidos sobre la palma de la mano contraria y viceversa.

Presentaciones

- 125 ml (formato bolsillo).
- 500 ml (con bomba dosificadora de 1 ml - dispensador de cama o de pared opcional).
- 800 ml (bolsa, con dispensador de pared con bomba dosificadora de 1 ml).
- 1L (dispensador de codo o dispensador automático opcional - bomba dosificadora de 2 ml).



MAA-059 Pie de cama con opción de:

- MAA-059P Adaptador para pared.
- MAA-059B Adaptador para barra.



MAA-058 Adaptador fijo de pared.



MAA-021
Dispensador de pared.



MAA-017/ MAA-53
Dispensador de codo.



MAA-045
Dispensador automático.

 **GAES**audiotest
Su aliado tecnológico

Tel.: +34 93 300 58 00
Correo e.: atcelectro@gaes.es
Internet: www.orl.es/electromedicina/catalogo